



Sonríe... tan pequeña y manejable
que te la llevarás a todas partes



STERLING®
LITTLE GEM®



Compacta y manejable

Disponible en versión de 3 y 4 ruedas para que elijas el modelo que, por sus dimensiones, mejor se adapte a tu entorno.

Con apenas 51 cm de anchura y un pequeño radio de giro la Little Gem es la scooter ideal para moverte tanto en interiores como en exteriores.

Accesible y conf

Porque gracias a sus reposabrazos y al manillar ajustable que puede subir y bajar de la scooter de la m

Con cesta delantera para que pue
accesibles y sencillos de manejar.



Características del modelo de 3 ruedas



Manillar plegable y regulable en posición mediante pomo



Desmontable en 2 partes muy manejables



Asiento giratorio con apoyabrazos abatibles

portable

Fácil de desmontar

Desmontables, a su asiento giratorio
desplazarse hacia delante podrás
manera más fácil y cómoda.

Podrás llevar objetos, y mandos muy

La Little Gem se desmonta fácilmente para que puedas llevártela a cualquier parte. Sólo tienes que retirar el asiento, extraer las baterías y tirar de la palanca de desmontaje. El tren trasero se separa del resto de la estructura en unos pocos segundos.

Así puedes guardarla fácilmente, por ejemplo, en el maletero del coche.



Características del modelo de 4 ruedas



Amplio espacio para los pies



Tren trasero desmontable en segundos



Asiento acolchado giratorio con apoyabrazos abatibles

Sonríe, es la



Modelo de 4 ruedas



Especificaciones técnicas

	3 ruedas	4 ruedas
Longitud total	93 cms	98 cms
Anchura trasera	50 cms	51 cm
Peso max usuario	113 kg	113 kg
Baterías	12 Ah	12 Ah
Pendiente	9°	9°
Radio de giro	76 cms	115 cm
Altura asiento-base	30-42 cm	38.5-48.5 cm
Distancia suelo-base	7 cm	7 cm
Velocidad máxima	6 kmh	6.4 km/h
Rueda delantera	7.5"	7"
Rueda trasera	7.5"	7.5"
Cubiertas	Macizas	Macizas
Cargador externo	1.5 Amph	1.5 Amph
Peso total	39 kg	40 kg
Peso caja baterías	9.5 kg	8.6 kg
Peso parte delantera (sin baterías)	10.8 kg	16 kg
Peso tren trasero	9.6 kg	10.8 kg

**Gana en independencia con
la Sterling Little Gem**

Modelo de 3 ruedas: manillar plegable y regulable en posición mediante pomo, mando sencillo, baterías fáciles de colocar, desmontable en 2 partes, asiento giratorio, apoyabrazos abatibles...

Modelo de 4 ruedas: sistema de doble asa para facilitar el manejo del tren trasero, amplio espacio para los pies, manillar ajustable mediante palanca, mando sencillo, baterías muy fáciles de colocar, desmontable en 2 partes, asiento acolchado, apoyabrazos abatibles...



Modelo de 3 ruedas



Sunrise Medical S.L
Polígono Bakiola 41
48498 Arrankudiaga
Vizcaya
Tel.: + 34 (0) 902 14 24 34
Fax: + 34 (0) 946 48 15 75
www.sunrisemedical.es



**INNOVATE.™
BUILD FOR THE FUTURE**