



**Yes, you can.®**

**> Invacare® *Bora*™**

**Compacta, desmontable y rápida ; la mejor solución para una vida activa!**

Las reducidas dimensiones y el concepto modular de la nueva *Invacare® Bora™* le llevarán allá donde quiera ir y con toda seguridad. Esta silla es única tanto por sus resultados de conducción - con motores de hasta 10 km/h - como por su fácil desmontaje que le permite caber en los maleteros más pequeños sin necesidad de utilizar una rampa.

**NOVEDAD**





➤ **Funcional y desmontable para facilitar el mantenimiento y el transporte**

Gracias a su construcción robusta y práctica, el asiento se desacopla de la base motriz y las baterías se quitan con gran facilidad, deslizando sobre unas guías. Por lo tanto, la **Bora™** puede ser transportada en un vehículo pequeño sin necesidad de usar rampas. Esto permite también un fácil acceso a las partes mecánicas y electrónicas para reparar la silla.

➤ **Confort y resultados de conducción óptimos**

La posición del centro de gravedad, el tamaño de las ruedas y la electrónica permiten superar bordillos de 6 cm (sin subebordillos). Además, las suspensiones proporcionan un confort ideal en suelos irregulares. La silla **Bora™** está disponible en 2 versiones : motores 6 km/h para uso más bien interior o motores 10 km/h para maximizar los resultados de conducción en exteriores (Versión estándar).

➤ **Compacta y maniobrable**

Gracias a sus dimensiones reducidas, la silla electrónica **Bora™** es tan manejable en interiores como en exteriores y en espacios reducidos. Eligiendo las ruedas de 8", el ancho total de la silla es de 58 cm para facilitar el paso entre puertas.

➤ **Ocupa el mínimo espacio**

Con el fin de optimizar el almacenamiento de la silla en su garaje, su casa o en el maletero del coche, la base motriz puede ser colocada en posición vertical sin esfuerzo!



## Características y opciones



### Unidad de asiento abatible

Desacoplar la Unidad de asiento es un juego de niños: Tirar de la correa trasera, levantar el asiento, desconectar el cable del mando y desacoplar el asiento.



### Respaldo abatible sobre el asiento

Al abatir el respaldo sobre el asiento queda bloqueado para ocupar el mínimo espacio y facilitar el transporte.




### Baterías extraíbles

Para conseguir un fácil acceso a la electrónica, las baterías de 50 Ah se sacan de forma individual, deslizándose sin esfuerzo sobre unas guías. Además, la conexión se hace de forma automática.



### Varios tipos de ruedas

El usuario puede elegir entre 2 tamaños de ruedas delanteras en función de sus necesidades. Para un uso más bien interior, elegir la versión 6 km/h con ruedas delanteras 200x45 (maciza) – ancho total 58 cm. Para un uso mayoritariamente exterior, se recomienda **la versión estándar 10 km/h con ruedas delanteras 230x60** (macizas o neumáticas) – Ancho total 61 cm.



### Suspensiones

El confort y los buenos resultados de conducción están garantizados por las suspensiones laterales, incluso a velocidad alta.



### Ancho total reducido

Gracias a las ruedas delanteras de 8" se consigue un ancho total es de 58 cm para facilitar el paso de la silla entre las puertas.



### Ruedas antivuelco abatibles

Una característica útil y práctica para almacenar la silla en espacios reducidos.

## Opciones de asiento



### Asiento estándar : funcional y modular

Tapizado de respaldo regulable en tensión mediante cinchas de velcro. El tapizado del cojín de asiento de nilón negro. Respaldo abatible y bloqueado sobre el asiento.



### Asiento FlexII: confort y prevención

La forma anatómica del respaldo optimiza el posicionamiento del usuario. El tapizado del cojín de respaldo y del asiento puede ser de Dartex® (material transpirable e impermeable) para una mejor prevención de escaras - o bien de tejido azul.



### Asiento Firme

Con respaldo confort o tapizado ajustable en tensión.

Base de asiento rígida con cojín confort. Cojín **Invacare® Flo-Tech Lite** opcional.

## Características Técnicas\*

Asiento estándar	44 - 48 cm <sup>1</sup>	41, 46, 51 cm	46 cm <sup>4</sup>	48 / 54 cm <sup>4</sup>	29 - 36 cm <sup>4</sup>	29 - 47 cm <sup>4,5</sup>	0° - 20°
Asiento Flex II	39 - 43, 44 - 48, 49 - 53 cm <sup>2</sup>	43 - 51 cm	46 cm <sup>4</sup>	56 cm <sup>4</sup>	24 - 31 cm, 26 - 34 <sup>4</sup>	29 - 47 cm <sup>4,5</sup>	0° - 20°
Asiento firme	44 - 48, 40 - 44, 34 - 37 cm <sup>3</sup>	41, 46, 51 cm	46 cm <sup>4</sup>	43 / 57 cm <sup>4</sup>	19 - 32 cm <sup>4</sup>	20 - 48 cm <sup>4,5</sup>	0° - 20°

Asiento estándar	-2°, 10°, 22°, 34°, 46°	59 / 62 cm <sup>6</sup>	94 cm	116 cm <sup>7</sup>	82 / 84 <sup>6</sup>	98 kg <sup>10</sup>	130 kg
Asiento Flex II	0° - 30°	59 / 62 cm <sup>6</sup>	98 cm	116 cm <sup>7</sup>	82 / 84 <sup>6</sup>	94 kg <sup>10</sup>	130 kg
Asiento firme	0° - 30°	59 / 62 cm <sup>6</sup>	105 cm	116 cm <sup>7</sup>	82 / 84 <sup>6</sup>	91 kg <sup>10</sup>	130 kg

50 Ah	160 cm	6 cm <sup>8</sup>	15,8 %	2 x 230 W	30 km <sup>9</sup>	6 / 10 km/h

- 1 Cojín de asiento 43 cm
- 2 Cojín de asiento 38 cm, 43 cm, 48 cm
- 3 Tapizado de asiento 43 cm, 39 cm, 33 cm
- 4 Medido sin cojín de asiento
- 5 Dependiendo del tipo de reposapiés
- 6 Dependiendo del tamaño de ruedas delanteras
- 7 Incluyendo reposapiés estándar
- 8 10 cm con Kit subbordillos
- 9 Acorde a ISO 7176
- 10 El peso total depende de la configuración

### Colores de chasis



Negro



Azul transparente



Rojo eléctrico



Gris metalizado

Toda la información facilitada se supone correcta en el momento de la impresión. Invacare® se reserva el derecho a modificar las especificaciones del producto sin previo aviso.



INVACARE® S.A.  
C/ Areny s/n - Polígon Industrial de Celrà - 17460 CELRÀ (Girona)  
Tel. (34) 972 49 32 00 - Fax: (34) 972 49 32 00  
E-Mail: contactsp@invacare.com - [www.invacare.es](http://www.invacare.es)

